



# CB1SN

## Fraise en carbure de tungstène



### Grande efficacité de coupe

Fraise à denture sécante pour une parfaite excavation de la dentine. La lame transversale prononcée permet un travail axial optimal ainsi qu'un retrait rapide de la dentine


### Micro préparation

La fraise CB 1SN est dotée d'un col extra long pour une meilleure visibilité. Elle est idéalement adaptée pour une excavation peu invasive.

Vitesse de rotation recommandée:  
1000 à 1500 t/min.



### CB 1 SN



REF	CB 1 SN									
ISO	500.204.001.003...	010	012	014	016	018	021	023	027	029
	500.205.001.003...	010		014		018		023		

max. 100 000 t/min.



**Drendel + Zweiling**  
DIAMANT GmbH  
Schürenbreder Weg 27  
32689 Kalletal · Germany

fon: +49 (0) 5264 6579280  
fax: +49 (0) 5264 6579284  
info@drendel.com  
www.drendel.com